

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-PD11-121R-2NB	22×1 ドラム車輪完成(爪間20mm) タイプ 2N-B (右)	1 本	1		ワイヤ無。ドラム固定方法は【P
1	X-PD11-001	22×1 車輪完成(爪間:25mm)	1 本	2		
1	X-PD11-101	22×1 車輪完成(爪間:20mm)	1 本	2		
1	X-PD11-021L-2NB	22×1 ドラム車輪完成(爪間25mm) タイプ 2N-B (左)	1 本	1		ワイヤ無。ドラム固定方法は【P
1	X-PD11-021R-2NB	22×1 ドラム車輪完成(爪間25mm) タイプ 2N-B (右)	1 本	1		ワイヤ無。ドラム固定方法は【P
1	X-PD11-121L-2NB	22×1 ドラム車輪完成(爪間20mm) タイプ 2N-B (左)	1 本	1		ワイヤ無。ドラム固定方法は【P
2	X-PD11-002	22×1 タイプのみ	1 本	2		
3	---	X 22×1 チューブのみ	--	-		設定無
4	X-PD12-004	22×1-3/8 フラッグのみ	1 本	2		22×1と共通部品です
5	X-PD11-005	22×1 チューブ+フラッグセット	1 本	2		③、④のセット
5	X-PD11-095	22×1 チューブ+フラッグセット 虫ゴム	1 本	2		③、④のセット
6	X-PD11-006	22×1 タイプ+チューブ+フラッグセット	1 本	2		②、③、④のセット
6	X-PD11-096	22×1 タイプ+チューブ+フラッグセット 虫ゴム	1 本	2		②、③、④のセット
7	X-PD02-007	バルブキャップ(青)	1 個	2		
8	X-PD02-008	バルブキャップ(黒)	1 個	2		
9	---	トップナット	--	-		セットでの販売となります
10	X-PD02-010	スバルバルブ	1 個	2		⑦キャップ(青)付
11	X-PD02-011	虫ゴムバルブ	1 個	2		⑧キャップ(黒)付
12	---	リムナット	--	-		セットでの販売となります
13	X-PD02-013	スバルバルブセット	1 個	2		⑦、⑧、⑨、⑩のセット
14	X-PD02-014	虫ゴムバルブセット	1 個	2		⑧、⑨、⑩、⑪のセット
15	X-PD01-007	車輪固定ナットセット	1 個	2		
17	X-PD11-017	22インチ爪間20mm 樹脂ハブリム	1 本	2		⑬付
17	X-PD11-027	22インチ爪間25mm 樹脂ハブリム	1 本	2		⑬付

機種名/品名

22*1車輪


区分

XTC-PD11

機種により仕様が変わります。機種名をご確認ください。
 MW-SLシリーズ、SAシリーズは【WA43】ページ、
 USLシリーズは【WB06】ページをご確認ください。

2019年12月頃～
 ドラムブレーキの
 仕様が変わり
 ます。
 (互換性あり)

【2B-A】、【2B-B】
 ⇒ 【2N-B】
 【3A】 ⇒ 【3N】
 へ統合



爪間のご指定、または、機種名をお知らせください。
 ハンドリム爪間のご指定が無い場合は、25mmとさせていただきます。

※ 図は参考のため、スポーク数、スポークの張り方等は現物と異なる場合があります。

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
18	X-PD08-018	樹脂ハット*用ボルトセット(4本セット)	1 個	2		