

タイヤ、フラップは各サイズのページをご確認ください。

※ 図は参考のため、スポーク数、スポークの張り方等は現物と異なる場合があります。

ハイポリマー/ソリッドタイヤはタイヤ交換が容易に出来ません。リムを傷つけたり、怪我をする可能性がありますので、自信が無い場合は行わないでください。


ハイブリッドタイヤのタイヤ交換を行うには専用の設備が必要です。

ハイブリッドチューブはサイズによりドーナツ形状ではありません。

2019/12/16修正F

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PD15-001	X-12×1-3/8 ハイポリマータイヤ	1	本	2		販売終了
	X-PD15-002	X-16×1-3/8 ハイポリマータイヤ	1	本	2		販売終了
2	X-PD15-003	X-22×1-3/8 ハイポリマータイヤ	1	本	2		販売終了
	X-PD15-004	X-24×1-3/8 ハイポリマータイヤ	1	本	2		販売終了
※ ハイポリマータイヤの車輪完成品は、品名の最後に「ハイポリマー」、品番の末尾に「-HY」と記載してください。							
6	X-PD15-006	12×1-3/8 ハイブリッドチューブ(中身)+タイヤ	1	本	2		
	X-PD15-007	16×1-3/8 ハイブリッドチューブ(中身)+タイヤ	1	本	2		
7	X-PD15-008	18×1-3/8 ハイブリッドチューブ(中身)+タイヤ	1	本	2		
	X-PD15-009	20×1-3/8 ハイブリッドチューブ(中身)+タイヤ	1	本	2		
	X-PD15-010	22×1-3/8 ハイブリッドチューブ(中身)+タイヤ	1	本	2		
	X-PD15-011	24×1-3/8 ハイブリッドチューブ(中身)+タイヤ	1	本	2		
	X-PD15-013	20×1-1/4 ハイブリッドチューブ(中身)+タイヤ	1	本	2		
-	X-PD15-014	22×1-1/4 ハイブリッドチューブ(中身)+タイヤ	1	本	2		
	X-PD15-015	24×1-1/4 ハイブリッドチューブ(中身)+タイヤ	1	本	2		
17	X-PD15-017	樹脂ホイール用バルブ穴保護キャップ	1	個	2		
18	X-PD15-018	アルミ用バルブ穴保護シール(シルバー)	1	枚	2		
19	X-PD15-019	アルミ用バルブ穴保護シール(黒)	1	枚	2		
		↑ NEXTシリーズの黒アルミ用です。					
-	X-PD15-021	22インチ ソリッドタイヤ	1	本	2		
	X-PD15-022	24インチ ソリッドタイヤ	1	本	2		

注記	
----	--



機種名/品名		ハイポリマー/ハイブリッド/ソリッド タイヤ			ページ	XTC- PD15D	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
26	X-PD15-041	12×1-3/8 ハイブリッドチューブ(中身)のみ	1	本	2		
	X-PD15-042	16×1-3/8 ハイブリッドチューブ(中身)のみ	1	本	2		
28	X-PD15-043	18×1-3/8 ハイブリッドチューブ(中身)のみ	1	本	2		
	X-PD15-044	20×1-3/8 ハイブリッドチューブ(中身)のみ	1	本	2		
	X-PD15-045	22×1-3/8 ハイブリッドチューブ(中身)のみ	1	本	2		
	X-PD15-046	24×1-3/8 ハイブリッドチューブ(中身)のみ	1	本	2		
	X-PD15-047	20×1-1/4 ハイブリッドチューブ(中身)のみ	1	本	2		
-	X-PD15-048	22×1-1/4 ハイブリッドチューブ(中身)のみ	1	本	2		
	X-PD15-049	24×1-1/4 ハイブリッドチューブ(中身)のみ	1	本	2		
27	X-PD15-051	12×1-3/8 ハイブリッド用タイヤのみ	1	本	2		ハイブリッド用の場合は「KENDA」製限定
	X-PD15-052	16×1-3/8 ハイブリッド用タイヤのみ	1	本	2		
	X-PD15-053	18×1-3/8 ハイブリッド用タイヤのみ	1	本	2		
29	X-PD15-054	20×1-3/8 ハイブリッド用タイヤのみ	1	本	2		ハイブリッド用の場合は「KENDA」製限定
	X-PD15-055	22×1-3/8 ハイブリッド用タイヤのみ	1	本	2		
	X-PD15-056	24×1-3/8 ハイブリッド用タイヤのみ	1	本	2		
-	X-WC31-032	22×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2		ハイブリッド用とエアール用は共通
	X-WC31-030	20×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2		
	X-WC31-034	24×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2		
注記							