


旧仕様[A]

旧仕様[B]

※ 旧仕様は二種類ありますが、
発売を終了させていただきました。

※ ①MAタイプフットサポート板は
座幅によりサイズが異なります。
・40、42幅 : Lサイズ
・38幅 : Mサイズ



※ ①MAタイプフットサポート板のサイズ一覧は、
MAタイプ フットサポート (ボルト固定)を参照ください。

2019/12/16修正C

機種名／品名		MAタイプ フットサポート (ポスト固定)				ページ	XTC- PF04B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PF04-001	MAタイプフットサポート板 (Lサイズ穴有)	1 枚	2			左右共通、③ボルト付
	X-PF04-011	MAタイプフットサポート板 (Mサイズ穴有)	1 枚	2			左右共通、③ボルト付
	X-PF04-012	MAタイプフットサポート板 (Sサイズ穴有)	1 枚	2			左右共通、③ボルト付
		↑ サイズにご注意ください。					
2	X-PF04-002	MAタイプ三角ナット式 φ15.9ポスト完成	1 本	2			黒、左右共通
3	X-PF04-003	MAタイプフットサポート用ボルトセット	1 個	2			
5	X-PF04-005	引上げボルト 210	1 本	2			ボルト長210mm
6	X-PF01-008	φ15.9用 三角ナット	1 個	2			
7	X-PF04-007	X- MAタイプバーリング式 φ15.9ポスト	---	---	---		販売終了
		↑ 発売を終了させていただきました。					
8	X-PF04-008	X- MAタイプクランプ式 φ15.9ポスト	---	---	---		販売終了
		↑ 発売を終了させていただきました。					
		以下は、①～③を組付けた完成品となります。					
10	X-PF04-021L	MAタイプ(Lサイズ穴有) φ15.9用フットサポート完成(左)	1 個	1			
	X-PF04-021R	MAタイプ(Lサイズ穴有) φ15.9用フットサポート完成(右)	1 個	1			
	X-PF04-022L	MAタイプ(Mサイズ穴有) φ15.9用フットサポート完成(左)	1 個	1			
	X-PF04-022R	MAタイプ(Mサイズ穴有) φ15.9用フットサポート完成(右)	1 個	1			
	X-PF04-023L	MAタイプ(Sサイズ穴有) φ15.9用フットサポート完成(左)	1 個	1			
	X-PF04-023R	MAタイプ(Sサイズ穴有) φ15.9用フットサポート完成(右)	1 個	1			
注記							