



機種名/品名	MAタイプ フットサポート (ボルト固定)	区分	XTC-PF05
--------	-----------------------	----	----------



①
③

フレーム

直接固定仕様



②
④

④ ⑤

フレーム

R付ワッシャー入
固定仕様


<代表機種 使用一覧>

機種	固定方法	穴	サイズ
・MW-SL1B,2B	直接固定	穴無	L
・MW-SL3B,4B,5B,6B	直接固定	穴有	M
・MW-SL11B,21B	R付ワッシャー入	穴無	L
・MW-SL31B,41B	R付ワッシャー入	穴有	M
・USL-1B,2B	R付ワッシャー入	穴有	L
・ECO-201B、301	R付ワッシャー入	穴無	L

※ 機種により仕様が異なります。
また、座幅によりサイズが異なります。

直接固定仕様

L M S




穴無タイプ

穴有タイプ
(先端ベルト穴付)

R付ワッシャー入
固定仕様

L M



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-PF04-001	MAタイプ フットサポート板 (Lサイズ 穴有)	1 枚	2		左右共通、③付
1	X-PF04-011	MAタイプ フットサポート板 (Mサイズ 穴有)	1 枚	2		左右共通、③付
1	X-PF04-012	MAタイプ フットサポート板 (Sサイズ 穴有)	1 枚	2		左右共通、③付
1	X-PF05-013	MAタイプ フットサポート板 (Lサイズ 穴無)	1 枚	2		左右共通、③付
2	X-PF05-014	MAタイプ フットサポート板 (Lサイズ 穴無 R付ワッシャー仕様)	1 枚	2		左右共通、③付
2	X-PF05-015	MAタイプ フットサポート板 (Mサイズ 穴有 R付ワッシャー仕様)	1 枚	2		左右共通、③付
2	X-PF05-016	MAタイプ フットサポート板 (Lサイズ 穴有 R付ワッシャー仕様)	1 枚	2		左右共通、③付
3	X-PF04-003	MAタイプ フットサポート用ネジセット	1 本	2		
4	X-PF05-004	MAタイプ フットサポート用 R付ワッシャーネジセット	1 本	2		
5	X-PF05-005	MAタイプ フットサポート用R付ワッシャー(2個セット)	1 個	2		