

①は標準が黒色です

⑥は標準がメッキです

※ 機種により仕様が異なります。また、座幅によりサイズが異なります。

※ 部品は組付順が異なります。標準仕様とS&E仕様は左右が逆の同一品です。ご注意ください。  
例: OJタイプフットサポート (Lサイズ) (左)は、S&E仕様の場合(右)用になります。

2020/4/14修正C

機種名/品名		<b>OJタイプ フットサポート</b>				ページ	XTC- PF07B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PF06-001	AJタイプ三角ナット式φ15.9(黒)ポスト完成	1	本	2		黒、左右共通
2	X-PF07-002L	OJタイプフットサポート (Lサイズ) (左)	1	枚	1		
	X-PF07-002R	OJタイプフットサポート (Lサイズ) (右)	1	枚	1		
	X-PF07-012L	OJタイプフットサポート (Mサイズ) (左)	1	枚	1		
	X-PF07-012R	OJタイプフットサポート (Mサイズ) (右)	1	枚	1		
3	X-PF01-007	引上げボルト	1	本	2		
4	X-PF01-008	φ15.9用 三角ナット	1	個	2		
5	X-PF06-005	AJタイプポスト用クランプボルトセット(黒)	1	本	2		
6	X-PF06-006	AJタイプ三角ナット式φ19.1(メッキ)ポスト完成	1	本	2		メッキ、左右共通
	X-PF06-046	AJタイプ三角ナット式φ19.1(黒)ポスト完成	1	本	2		黒、左右共通
7	X-PF01-011	↑ 標準はメッキ(X-PF06-006)となります。 φ19.1用 三角ナット	1	個	2		
10	X-PF07-010	OJタイプフットサポート 幅調整固定ボルト	1	本	2		
11	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2		φ20mm×t1.7用
12	X-PF06-012	AJタイプフットサポート支点ロングボルトセット	1	本	2		ボルト、ナット
13	X-PF07-013L	OJタイプ(Lサイズ)φ15.9用フットサポート完成(左)	1	個	1		
	X-PF07-013R	OJタイプ(Lサイズ)φ15.9用フットサポート完成(右)	1	個	1		
	X-PF07-023L	OJタイプ(Mサイズ)φ15.9用フットサポート完成(左)	1	個	1		
	X-PF07-023R	OJタイプ(Mサイズ)φ15.9用フットサポート完成(右)	1	個	1		
15	X-PF07-015L	OS-11TRS用 OJタイプ フットサポート (Lサイズ) (左)	1	個	1		
	X-PF07-015R	OS-11TRS用 OJタイプ フットサポート (Lサイズ) (右)	1	個	1		
	X-PF07-025L	OS-11TRS用 OJタイプ フットサポート (Mサイズ) (左)	1	個	1		
	X-PF07-025R	OS-11TRS用 OJタイプ フットサポート (Mサイズ) (右)	1	個	1		
16	X-PF07-016L	OS-11TRS用 OJタイプ(Lサイズ)φ15.9用フットサポート完成(左)	1	個	1		
	X-PF07-016R	OS-11TRS用 OJタイプ(Lサイズ)φ15.9用フットサポート完成(右)	1	個	1		
	X-PF07-026L	OS-11TRS用 OJタイプ(Mサイズ)φ15.9用フットサポート完成(左)	1	個	1		
	X-PF07-026R	OS-11TRS用 OJタイプ(Mサイズ)φ15.9用フットサポート完成(右)	1	個	1		
17	X-PG02-017L	OJタイプ(Mサイズ)φ19.1用フットサポート完成(左)	1	本	1		ポスト(黒色)
	X-PG02-017R	OJタイプ(Mサイズ)φ19.1用フットサポート完成(右)	1	本	1		ポスト(黒色)
	X-PG02-019L	OJタイプ(Lサイズ)φ19.1用フットサポート完成(左)	1	本	1		ポスト(黒色)
	X-PG02-019R	OJタイプ(Lサイズ)φ19.1用フットサポート完成(右)	1	本	1		ポスト(黒色)
注記	樹脂スイングアウト&エレベータリング仕様の場合は【PG02】ページをご参照ください。						