

機種名/品名	OJタイプ フットサポート	区分	XTC-PF07
--------	---------------	----	----------

①は標準が黒色です

標準仕様  
OS-12TR  
-12TRS  
-12TRSP

説明用

裏側

OS-11TRS  
-11TRSP

説明用

⑥は標準がメッキです

※注意 左右逆用!

S&E仕様 OS-12TR OS-11TRS  
-12TRS -11TRS  
-12TRSP -11TRSP

標準仕様 OS-12TR -12TRS -12TRSP

OJ-L 150 125

OJ-M 150 110

S&E仕様 OJ-L 150 125

S&E仕様 OJ-M 150 110

OS-11TRS -11TRSP

※ 機種により仕様が異なります。また、座幅によりサイズが異なります。

部品の組付順が異なります。標準仕様とS&E仕様は左右が逆の同一品です。ご注意ください。  
例：OJタイプフットサポート（Lサイズ）（左）は、S&E仕様の場合（右）用になります。

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-PF06-001	AJタイプ三角ナットφ15.9(黒)※ 未完成	1本	2		黒、左右共通
2	X-PF07-002L	OJタイプフットサポート(Lサイズ)(左)	1枚	1		
2	X-PF07-002R	OJタイプフットサポート(Lサイズ)(右)	1枚	1		
2	X-PF07-012L	OJタイプフットサポート(Mサイズ)(左)	1枚	1		
2	X-PF07-012R	OJタイプフットサポート(Mサイズ)(右)	1枚	1		
3	X-PF01-007	引上げボルト	1本	2		
4	X-PF01-008	φ15.9用 三角ナット	1個	2		
5	X-PF06-005	AJタイプボルト用クランプボルトセット(黒)	1本	2		
6	X-PF06-046	AJタイプ三角ナットφ19.1(黒)※ 未完成	1本	2		黒、左右共通
7	X-PF01-011	φ19.1用 三角ナット	1個	2		
10	X-PF07-010	OJタイプフットサポート幅調整固定ボルト	1本	2		
11	X-PA01-101	6分用中柱	1個	2		φ20mm×t1.7用
12	X-PF06-012	AJタイプフットサポート支点用ボルトセット	1本	2		ボルト、ナット
13	X-PF07-013L	OJタイプ(Lサイズ)φ15.9用フットサポート完成(左)	1個	1		
13	X-PF07-013R	OJタイプ(Lサイズ)φ15.9用フットサポート完成(右)	1個	1		
13	X-PF07-023L	OJタイプ(Mサイズ)φ15.9用フットサポート完成(左)	1個	1		
13	X-PF07-023R	OJタイプ(Mサイズ)φ15.9用フットサポート完成(右)	1個	1		
15	X-PF07-015L	OS-11TRS用 OJタイプ フットサポート(Lサイズ)(左)	1個	1		
15	X-PF07-015R	OS-11TRS用 OJタイプ フットサポート(Lサイズ)(右)	1個	1		
15	X-PF07-025L	OS-11TRS用 OJタイプ フットサポート(Mサイズ)(左)	1個	1		
15	X-PF07-025R	OS-11TRS用 OJタイプ フットサポート(Mサイズ)(右)	1個	1		
16	X-PF07-016L	OS-11TRS用 OJタイプ(Lサイズ)φ15.9用フットサポート完成(左)	1個	1		
16	X-PF07-016R	OS-11TRS用 OJタイプ(Lサイズ)φ15.9用フットサポート完成(右)	1個	1		
16	X-PF07-026L	OS-11TRS用 OJタイプ(Mサイズ)φ15.9用フットサポート完成(左)	1個	1		

機種名/品名	OJタイプ フットサポート	区分	XTC-PF07
--------	---------------	----	----------

①は標準が黒色です

標準仕様  
OS-12TR  
-12TRS  
-12TRSP

説明用

裏側

OS-11TRS  
-11TRSP

説明用

⑥は標準がメッキです

※注意 左右逆使い

S&E仕様 OS-12TR OS-11TRS  
-12TRS -11TRS  
-12TRSP -11TRSP

※ 機種により仕様が異なります。また、座幅によりサイズが異なります。

部品の組付順が異なります。標準仕様とS&E仕様は左右が逆の同一品です。ご注意ください。  
例：OJタイプフットサポート（Lサイズ）（左）は、S&E仕様の場合（右）用になります。

	標準仕様 OS-12TR -12TRS -12TRSP	OJ-L 150 125	OJ-M 150 110		S&E仕様 OJ-L 150 125
	OS-11TRS -11TRSP	150 125	150 110		S&E仕様 OJ-M 150 110

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
16	X-PF07-026R	OS-11TRS用 OJタイプ (Mサイズ)φ15.9用フットサポート完成(右)	1 個	1		
17	X-PG02-017L	OJタイプ (Mサイズ)φ19.1用フットサポート完成(左)	1 本	1		※ 黒(黒色)
17	X-PG02-017R	OJタイプ (Mサイズ)φ19.1用フットサポート完成(右)	1 本	1		※ 黒(黒色)
17	X-PG02-019L	OJタイプ (Lサイズ)φ19.1用フットサポート完成(左)	1 本	1		※ 黒(黒色)
17	X-PG02-019R	OJタイプ (Lサイズ)φ19.1用フットサポート完成(右)	1 本	1		※ 黒(黒色)