



2020/2/17修正C

機種名/品名		AWタイプ フットサポート				ページ	XTC- PF08B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
2	X-PF08-002L	AWタイプフットサポート(LLサイズ)(左)	1	枚	1		
	X-PF08-002R	AWタイプフットサポート(LLサイズ)(右)	1	枚	1		
	X-PF08-012L	AWタイプフットサポート(Lサイズ)(左)	1	枚	1		
	X-PF08-012R	AWタイプフットサポート(Lサイズ)(右)	1	枚	1		
	X-PF08-013L	AWタイプフットサポート(Mサイズ)(左)	1	枚	1		
	X-PF08-013R	AWタイプフットサポート(Mサイズ)(右)	1	枚	1		
	X-PF08-014L	AWタイプフットサポート(Sサイズ)(左)	1	枚	1		
	X-PF08-014R	AWタイプフットサポート(Sサイズ)(右)	1	枚	1		
3	X-PF02-003	MWタイプ フットサポート用板バネ	1	枚	2		AWとMWは共通です。
4	X-PF02-004	MWタイプ用 パンパーキャップ	1	個	2		AWとMWは共通です。
5	X-PF01-005	パンパーキャップ固定ネジ	1	個	2		
6	X-PF02-006	MWタイプ 三角ナット式φ15. 9ポスト完成	1	本	2		メッキ:シルバー
	X-PF03-016	↑ AWタイプとMWタイプ、RWタイプは共通品です。 MWタイプ 三角ナット式φ15. 9ポスト(黒)完成	1	本	2		黒
		↑ OH-1は(黒)となります。通常品(X-PF02-006)シルバーと寸法は同じです。黒は販売終了。シルバーで統一。					
7	X-PF01-007	引上げボルト	1	本	2		
8	X-PF01-008	φ15. 9用 三角ナット	1	個	2		
9	X-PF06-008	FBタイプフットサポート板 (LLサイズ)	1	枚	2		左右共通
	X-PF06-015	FBタイプフットサポート板 (Lサイズ)	1	枚	2		左右共通
	X-PF06-016	FBタイプフットサポート板 (Mサイズ)	1	枚	2		左右共通
	X-PF06-017	FBタイプフットサポート板 (Sサイズ)	1	枚	2		左右共通
10	X-PF08-009	AWタイプフットサポート基部	1	個	2		左右共通
11	X-PF06-010	FBタイプフットサポート前後調整ボルト(4本セット)	1	個	2		4本セット
		以下は、②～⑥を組付けた完成品となります。					
12	X-PF08-021L	AWタイプ(LLサイズ)φ15. 9用フットサポート完成(左)	1	個	1		
	X-PF08-021R	AWタイプ(LLサイズ)φ15. 9用フットサポート完成(右)	1	個	1		
	X-PF08-022L	AWタイプ(Lサイズ)φ15. 9用フットサポート完成(左)	1	個	1		
	X-PF08-022R	AWタイプ(Lサイズ)φ15. 9用フットサポート完成(右)	1	個	1		
	X-PF08-023L	AWタイプ(Mサイズ)φ15. 9用フットサポート完成(左)	1	個	1		
	X-PF08-023R	AWタイプ(Mサイズ)φ15. 9用フットサポート完成(右)	1	個	1		
	X-PF08-024L	AWタイプ(Sサイズ)φ15. 9用フットサポート完成(左)	1	個	1		
	X-PF08-024R	AWタイプ(Sサイズ)φ15. 9用フットサポート完成(右)	1	個	1		
注記							