



2020/3/26修正D

機種名/品名	樹脂スイングアウト フット・レッグサポート		ページ	XTC- PG01B			
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	樹脂一体型スイングアウトフット・レッグサポート(左)	-	-	-		
	---	樹脂一体型スイングアウトフット・レッグサポート(右)	-	-	-		
		↑ 各機種(各シリーズ)のページをご確認ください。					
2	X-PG01-002L	樹脂スイングアウト用 レッグベルト(左)	1	本	1		
	X-PG01-002R	樹脂スイングアウト用 レッグベルト(右)	1	本	1		
3	X-PG01-019	φ19用 レッグベルトホルダー	1	個	2		左右共通、ボルト・ナット付
	X-PG01-020	φ20用 レッグベルトホルダー	1	個	2		左右共通、ボルト・ナット付
	X-PG01-022	φ22用 レッグベルトホルダー	1	個	2		左右共通、ボルト・ナット付
4	---	樹脂スイングアウト用フット・レッグサポートパイプ	-	-	-		
		↑ 各機種(各シリーズ)のページをご確認ください。					
5	X-PG01-005L	樹脂一体型スイングアウトユニット【黒レバー】(左)	1	個	1		⑥ボルト付
	X-PG01-005R	樹脂一体型スイングアウトユニット【黒レバー】(右)	1	個	1		
	X-PG01-015L	樹脂一体型スイングアウトユニット【橙レバー】(左)	1	個	1		⑥ボルト付
	X-PG01-015R	樹脂一体型スイングアウトユニット【橙レバー】(右)	1	個	1		
		↑ ⑥ボルトが付属します。					
6	X-PG01-006	樹脂一体型スイングアウトユニット用固定ボルトセット	1	本	4		ボルト1本、ナット1個
10	X-PG01-010L	φ20用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】(左)	1	個	1		
	X-PG01-010R	φ20用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】(右)	1	個	1		
	X-PG01-017L	X-φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】(左)	1	個	1		販売終了 代替⑭
	X-PG01-017R	X-φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】(右)	1	個	1		
		↑ ⑩固定ボルト、⑫コの字金具セット【標準A】が付属します。					
	X-PG01-018L	X-REM-1000専用本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】(左)	1	個	1		販売終了 代替⑭
	X-PG01-018R	X-REM-1000専用本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】(右)	1	個	1		REM-1000専用
		↑ ⑩固定ボルト、⑫コの字金具セット【ロングB】が付属します。					
11	X-PG01-011	X-本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】用固定ボルト	1	本	2		販売終了 ⑩セットのみ
	X-PG01-012	X-本体側樹脂一体型スイングアウトユニット コの字金具セット【標準A】	1	個	2		販売終了 ⑩セットのみ
		↑ 六角穴付き止めボルト、ナットが付属します。					
12	X-PG01-013	X-本体側樹脂一体型スイングアウトユニット コの字金具セット【ロングB】	1	個	2		販売終了 ⑩セットのみ
		↑ REM-1000専用。六角穴付きボルト、ナットが付属します。R付ワッシャーが付属します(ただし、自走の場合は使用しませ					
14	X-PG01-014L	φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【C】(左)	1	個	1		
	X-PG01-014R	φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【C】(右)	1	個	1		
		↑ 固定ボルト、コの字金具を含んだセットです。					
注記							