



2020/4/7修正G

機種名/品名		<b>BJヘッドサポート ③ (MH-RD3D/GR用)</b>	ページ	XTC- PH03B			
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PH03-001	USAKO首枕(松永仕様)	1	個	1		
2	X-PH03-002	USAKO首枕背面プレートセット	1	個	1		ボルト、ナット付
3	X-PH03-003	USAKO首枕ユニット固定ボルトセット	1	個	1		ボルト2本、カラー2個
4	X-PH03-004	BJ固定金具セット(USAKO用)	1	個	1		
5	X-PH03-005	BJ固定金具用レバーボルトセット(USAKO用)	1	個	1		カラー付
6	X-PH03-006	X-BJ固定金具用レバーボルト(USAKO用)用にぎりゴム	1	個	1		
	X-PB02-024	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ)	1	個	1		
		↑ ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ)をレバーに使用しています。					
7	X-PH03-007	BJ前後調整棒(USAKO用)	1	本	1		
8	X-PH01-011	BJ前後調整金具セット	1	個	1		
9	X-PH01-019	BJヘッドサポート ノブボルト用パネ(ワッシャー付き)	1	個	1		ワッシャー付き
10	X-PA03-019	M6×15 ノブボルト	1	個	1		
11	X-WC61-010	φ30 球ゴムキャップ	1	個	1		
12	---	枕角度調整ユニット	---	---	---		部品販売はしていません
14	X-PH03-014	USAKO首枕ベースユニット	1	個	1		②~⑦のセット
15	X-PH03-015	BJ多段階ヘッドサポートパイプ	1	本	1		⑩が付属【外幅270mm】
16	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2		
18	X-PH03-020	BJ-USAKOタイプヘッドサポート(MH-RD3D用)完成	1	個	1		①⑧⑩⑭⑮の完成品
21	X-PH02-010	X-BJ-Bタイプヘッドサポート(MH-CR3D用)	1	個	1		販売終了
	X-PH02-010-00B60	↑ MH-RD3DとMH-CR3D(マイフルコンパクト)と共通、黒色の枕が標準となります。	1	個	1		⑪が付属します
22	X-PH03-022	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH-RD3D用)完成	1	個	1		⑧⑩⑮(21)の完成品
		↑ MH-RD3DとMH-GRIは共通、黒色の枕が標準となります。					
注記							