



2019/9/28修正F

機種名/品名	<h1>ガートル架</h1>					ページ	XTC- PX03B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PX03-001	鉄一本物ガートル棒	1	本	-		⑬付
2	X-PX03-002	アルミ伸縮式ガートル棒	1	本	-		⑬付
.	X-PX03-014	前方ガートル架セット(鉄一本物)	1	セット	-		①、③のセット
.	X-PX03-051	前方ガートル架(φ25用)セット(鉄一本物)	1	セット	-		①、③(φ25用)のセット/φ25mm用
.	X-PX03-024	前方ガートル架セット(アルミ伸縮)	1	セット	-		②、③のセット
.	X-PX03-052	前方ガートル架(φ25用)セット(アルミ伸縮)	1	セット	-		②、③(φ25用)のセット/φ25mm用
3	X-PX03-003	前方ガートル架受金具	1	個	-		
		↑ ④、⑤、⑫が含まれます。					
	X-PX03-053	前方ガートル架受金具(φ25用)	1	個	-		④、⑫が含まれます
	X-PX03-063	エリーゼ用 前方ガートル架受金具(φ25用)	1	個	-		④、⑤、⑫が含まれます
4	X-PA03-022	M8×15 ノブボルト	1	個	-		
5	X-PX03-005	パイプ径調整チューブ(ロング)	1	個	-		ビニールチューブ
		↑ 取付部のパイプが細い場合に使用するチューブです。					
.	X-PX03-015	後方ガートル架セット(鉄一本物)	1	セット	-		①、⑥のセット
.	X-PX03-025	後方ガートル架セット(アルミ伸縮)	1	セット	-		②、⑥のセット
6	X-PX03-007	後方ガートル架受金具	1	個	-		
		↑ ⑦、⑧、⑨、⑭が含まれます。					
7	X-PA03-023	M8×20 ノブボルト	1	個	-		
8	X-PX03-008	M8 ノブボルト用パネ	1	本	-		
9	X-PX03-009	後方ガートル架上部受金具	1	個	-		
.	X-PX03-016	エレベーター用 前方ガートル架セット(鉄一本物)	1	セット	-		①、⑩のセット
.	X-PX03-026	エレベーター用 前方ガートル架セット(アルミ伸縮)	1	セット	-		②、⑩のセット
10	X-PX03-010	エレベーター用 前方ガートル架受金具	1	個	-		
11	X-PA90-014	対辺 4mm サービス六角レンチ	1	本	-		
12	X-PA90-015	対辺 5mm サービス六角レンチ	1	本	-		
13	X-PX03-013	ガートル架 取扱説明書	1	冊	-		
14	X-PX05-006	パイプ径調整チューブ(ショート)	1	個	-		
		↑ 取付部のパイプが細い場合に使用するチューブです。					
16	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	1		黒
		↑ 鉄一本物ガートル棒/アルミ伸縮式ガートル棒の下端キャップ					
20	EP07	エクスポール	1	本	-		ビニールシート、専用取扱説明書付

注記 ステンレス製ガートル棒は ページ:XTC-ST09 を参照願います。