

機種名/品名	転倒防止	区分	XTC-PX07																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ゴム脚タイプ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>キャストタイプ</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>ティッピングレバー径φ22mmに適合します。 (φ19、20mmも可) 機種名をご確認ください。 オーダー対応が可能です。寸法を指定してください。</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>&lt; 転倒防止サイズ &gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>サイズ</th> <th>水平長</th> <th>転倒防止長</th> <th>ノブネジ</th> <th>適応機種一例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>《サイズA》</td> <td>215</td> <td>127</td> <td>上</td> <td>DM-81</td> </tr> <tr> <td>《サイズB》</td> <td>215</td> <td>133</td> <td>上</td> <td>AR-101/201B</td> </tr> <tr> <td>《サイズC》</td> <td>215</td> <td>137</td> <td>上</td> <td>AR-111/211B</td> </tr> <tr> <td>《サイズD》</td> <td>175</td> <td>93</td> <td>上</td> <td>AR-501/601</td> </tr> <tr> <td>《サイズE》</td> <td>215</td> <td>133</td> <td>下</td> <td>AR-301</td> </tr> <tr> <td>《サイズF》</td> <td>215</td> <td>137</td> <td>下</td> <td>AR-311</td> </tr> <tr> <td>《サイズG》</td> <td>215</td> <td>148</td> <td>下</td> <td>MW-13/14</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 45%;"> </div> </div>	サイズ	水平長	転倒防止長	ノブネジ	適応機種一例	《サイズA》	215	127	上	DM-81	《サイズB》	215	133	上	AR-101/201B	《サイズC》	215	137	上	AR-111/211B	《サイズD》	175	93	上	AR-501/601	《サイズE》	215	133	下	AR-301	《サイズF》	215	137	下	AR-311	《サイズG》	215	148	下	MW-13/14
サイズ	水平長	転倒防止長	ノブネジ	適応機種一例																																				
《サイズA》	215	127	上	DM-81																																				
《サイズB》	215	133	上	AR-101/201B																																				
《サイズC》	215	137	上	AR-111/211B																																				
《サイズD》	175	93	上	AR-501/601																																				
《サイズE》	215	133	下	AR-301																																				
《サイズF》	215	137	下	AR-311																																				
《サイズG》	215	148	下	MW-13/14																																				

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-PX07-021	転倒防止 ゴム脚タイプ 《サイズA》	1 台分	1		
1	X-PX07-022	転倒防止 ゴム脚タイプ 《サイズB》	1 台分	1		
1	X-PX07-023	転倒防止 ゴム脚タイプ 《サイズC》	1 台分	1		
1	X-PX07-024	転倒防止 ゴム脚タイプ 《サイズD》	1 台分	1		
1	X-PX07-025	転倒防止 ゴム脚タイプ 《サイズE》	1 台分	1		
1	X-PX07-026	転倒防止 ゴム脚タイプ 《サイズF》	1 台分	1		
1	X-PX07-027	転倒防止 ゴム脚タイプ 《サイズG》	1 台分	1		
2	X-PX07-041	転倒防止 キャスタタイプ 《サイズA》	1 台分	1		
2	X-PX07-042	転倒防止 キャスタタイプ 《サイズB》	1 台分	1		
2	X-PX07-043	転倒防止 キャスタタイプ 《サイズC》	1 台分	1		
2	X-PX07-044	転倒防止 キャスタタイプ 《サイズD》	1 台分	1		
2	X-PX07-045	転倒防止 キャスタタイプ 《サイズE》	1 台分	1		
2	X-PX07-046	転倒防止 キャスタタイプ 《サイズF》	1 台分	1		
2	X-PX07-047	転倒防止 キャスタタイプ 《サイズG》	1 台分	1		
3	X-PA03-022	M8×15 ノブネジ	1 個	2		
4	X-PX07-004	転倒防止用ゴム脚	1 個	2		転倒防止φ25mm用