



① 標準車輪の場合



② ドラム車輪の場合

樹脂タイプ

アルミタイプ




⑤

⑦

⑦

穴加工必要

⑥ 生産終了



24インチ

22インチ

20インチ

18インチ


16インチ

12インチ

全サイズ幅共通

50

⑨



2019/12/16修正B

機種名/品名		泥除け				ページ	XTC- PX08B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PX08-012	樹脂泥除け 12インチ用	1	台分	1		② 固定金具 セット付
	X-PX08-016	樹脂泥除け 16インチ用	1	台分	1		
	X-PX08-018	樹脂泥除け 18インチ用	1	台分	1		
	X-PX08-020	樹脂泥除け 20インチ用	1	台分	1		
	X-PX08-022	樹脂泥除け 22インチ用	1	台分	1		
	X-PX08-024	樹脂泥除け 24インチ用	1	台分	1		
2	X-PX08-002	樹脂泥除け用 固定金具セット	1	台分	1		
		↑ 固定金具4セット、標準車輪用(ボルトM6×35mm)、ドラム車輪用(ボルトM6×40mm+カラー) 各平ワッシャー8枚、スプリングワッシャー4枚 のセット					
5	X-PX08-216	アルミ泥除け 16インチ用	1	台分	1		⑦ 固定ボルト セット付
	X-PX08-220	アルミ泥除け 18、20インチ用	1	台分	1		
	X-PX08-222	アルミ泥除け 22インチ用	1	台分	1		
	X-PX08-224	アルミ泥除け 24インチ用	1	台分	1		
6	X-PX08-006	X-アルミ泥除け用 固定金具セット	1	台分	1		
		↑ 生産を終了しました。					
7	X-PX08-007	アルミ泥除け 固定ボルトセット	1	台分	1		
		↑ M5×12ボタンキャップボルト(黒)、M5爪付ナット(シルバー) 各4個のセット					
9	X-PX08-009	泥除け 取扱説明書	1	枚	1		
		↑ ホームページのダウンロードサービス(無料)をご活用ください。					
注記							