







機種名/品名	その他①	区分	XTC-PX61																	
																				
	<p>引張時の長さ</p> <p>自然時の長さ</p>	<p>8</p> 	<p>9</p>																	
		<p>＜車輪カバー参考寸法＞</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">サイズ</th> <th colspan="2">全長</th> </tr> <tr> <th>引張時</th> <th>自然時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12・14インチ用</td> <td>1100</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>16インチ用</td> <td>1250</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>18・20インチ用</td> <td>1630</td> <td>1,040</td> </tr> <tr> <td>22・24インチ用</td> <td>1920</td> <td>1,230</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 多少の長さ違いがあります。</p>	サイズ	全長		引張時	自然時	12・14インチ用	1100	700	16インチ用	1250	800	18・20インチ用	1630	1,040	22・24インチ用	1920	1,230	
サイズ	全長																			
	引張時	自然時																		
12・14インチ用	1100	700																		
16インチ用	1250	800																		
18・20インチ用	1630	1,040																		
22・24インチ用	1920	1,230																		

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-PX61-001	サト*ホ*ケット H-19	1 個	-		カラーオーダー可
2	X-PX61-002	キャリ*バ*ック H-51	1 個	1		カラーオーダー可
3	X0A-28219-00	車体カバー(ライトグレー)	1 ケ	1		メーカー直送(送料別)
5	X-PX61-003	車輪カバー(12・14インチ用)	1 台分	1		2本セット
5	X-PX61-004	車輪カバー(16インチ用)	1 台分	1		2本セット
5	X-PX61-005	車輪カバー(18・20インチ用)	1 台分	1		2本セット
5	X-PX61-006	車輪カバー(22・24インチ用)	1 台分	1		2本セット
8	X-PX61-008	ノンスリップマットカバー	1 台分	1		2枚セット
9	X-PX61-009	ノンスリップマットカバー 取扱説明書	1 冊	1		