



2019/7/24修正A

機種名／品名		SM-40/40S / ブレーキ				ページ	XTC- YH15B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-YH15-041L	ホップステップ用 グリップハンドル(左)	1	本	1		
	X-YH15-041R	ホップステップ用 グリップハンドル(右)	1	本	1		
		↑ ⑤ワイヤーも付属します。					
2	X-YH15-042	ホップステップ用 グリップハンドルポスト	1	本	2		
3	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		「APSE」ロゴ
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1	個	1		
4	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	2		左右無し
5	X-YH15-045	ホップステップ ブレーキワイヤー	1	本	2		
6	X-PA01-002	φ22用グリッパ	1	本	2		φ22mm用
7	X-PF01-007	引上げボルト	1	本	2		
8	X-PF01-011	φ19.1用 三角ナット	1	個	2		
9	X-PA04-022	結束バンド 150mm	1	本	2		
10	X-YH15-050L	ホップステップ用 抵抗器・ブレーキ付フォーク(左)	1	個	1		
	X-YH15-050R	ホップステップ用 抵抗器・ブレーキ付フォーク(右)	1	個	1		
11	X-YH14-035	ホップステップ用 キャスタ輪(固定フォーク用)	1	個	2		カバー付
12	X-PC01-023	キャスタ輪用ベアリング	1	個	4		608ZZ
		↑ 一輪に2個必要です。					
13	X-PB01-005	六角頭ワイヤー止め(ダルマ)	1	個	2		
14	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1	個	2		
15	X-YH15-054	ホップステップ用 アジャスト	1	個	2		
17	X-YH14-038	ホップステップ用 キャスタ輪ボルト(固定フォーク用)	1	本	2		ナット付
注記							