



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-YH15-041L	ホップステップ用クリップホルダ(左)	1本	1		⑤付
1	X-YH15-041R	ホップステップ用クリップホルダ(右)	1本	1		⑤付
2	X-YH15-042	ホップステップ用クリップホルダ軸	1本	2		
3	X-PB04-001L	制動用ブレーキパッド【Aタイプ】(左)	1個	1		「APSE」④
3	X-PB04-001R	制動用ブレーキパッド【Aタイプ】(右)	1個	1		「APSE」④
4	X-PB04-004	パッド用ヒーターキャップ	1個	2		左右無し
5	X-YH15-045	ホップステップブレーキワイヤ	1本	2		
6	X-PA01-002	φ22用クリップ	1本	2		φ22mm用
7	X-PF01-007	引上げボルト	1本	2		
8	X-PF01-011	φ19.1用三角ナット	1個	2		
9	X-PA04-022	結束バンド 150mm	1本	2		
10	X-YH15-050L	ホップステップ用抵抗器・ブレーキ付フォーク(左)	1個	1		
10	X-YH15-050R	ホップステップ用抵抗器・ブレーキ付フォーク(右)	1個	1		
11	X-YH14-035	ホップステップ用キャスト輪(固定フォーク用)	1個	2		カバー付
12	X-PC01-023	キャスト輪用ベアリング	1個	4		608ZZ
13	X-PB01-005	六角頭ワイヤ止め(タム)	1個	2		
14	X-PB04-009	ワイヤ先端アヒ管	1個	2		
15	X-YH15-054	ホップステップ用アジャスタ	1個	2		
17	X-YH14-038	ホップステップ用キャスト輪ボルト(固定フォーク用)	1本	2		ナット付