



2020/1/29修正A

機種名／品名		折畳み歩行器 SM-10				ページ	XTC- YH17B	
番号	品番	品名	注文単位		一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	SM-10(大)本体	---	---	---			設定無
	---	SM-10(中)本体	---	---	---			設定無
2	X-YH17-103	SM-10(大)用 上部完成	1	個	1			
	X-YH17-104	SM-10(中)用 上部完成	1	個	1			
3	X-YH17-105	SM-10用 前輪キャスタ	1	個	2			
4	X-YH17-106	SM-10用 後輪キャスタ(ボルト付)	1	個	2			
5	X-PA03-023	M8×20 ノブボルト	1	個	4			
6	X-YH17-108	SM-10(大)用 馬蹄パッド	1	台分	1			左右セット
	X-YH17-109	SM-10(中)用 馬蹄パッド	1	台分	1			左右セット
7	X-YH17-110	SM-10(大)用 高さ調整インナーパイプセット	1	本	4			
	X-YH17-111	SM-10(中)用 高さ調整インナーパイプセット	1	本	4			
8	X-YH17-112	SM-10用 馬蹄折畳み中心ボルト	1	本	1			
9	X-YH17-113	SM-10用 馬蹄折畳みロックピンセット	1	個	1			
10	X-PA01-102	7分用中栓	1	個	4			
11	X-YH17-115	SM-10(大)用 クロスフレームセット	1	個	1			
	X-YH17-116	SM-10(中)用 クロスフレームセット	1	個	1			
12	X-YH17-117	SM-10用 クロスフレーム中心ボルト	1	本	1			
13	X-YH17-118	SM-10用 クロスフレーム中栓	1	個	1			
14	X-YH17-119	SM-10 取扱説明書	1	冊	1			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 10%; font-weight: bold;">注記</div> <div style="width: 90%;"></div> </div>								