



2020/1/29修正A

機種名／品名		折畳み歩行器 SM-15				ページ	XTC- YH18B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	SM-15(大)本体	---	---	---		
	---	SM-15(中)本体	---	---	---		
	---	SM-15(小)本体	---	---	---		
2	X-YH18-154	SM-15(大)用 高さ調整パイプ	1	本	2		
	X-YH18-155	SM-15(中)用 高さ調整パイプ	1	本	2		
	X-YH18-156	SM-15(小)用 高さ調整パイプ	1	本	2		
3	X-YH18-157	SM-15(大)用 上部完成	1	個	1		
	X-YH18-158	SM-15(中)用 上部完成	1	個	1		
	X-YH18-159	SM-15(小)用 上部完成	1	個	1		
4	X-YH18-160	SM-15用 前輪キャスタ	1	個	2		
5	X-YH18-161	SM-15用 後輪キャスタ(ボルト付)	1	個	2		
6	X-PA03-023	M8×20 ノブボルト	1	個	2		
7	X-PA03-023	M8×20 ノブボルト	1	個	2		
8	X-PA03-023	M8×20 ノブボルト	1	個	2		
9	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2		
10	X-YH18-166	SM-15(大)用 馬蹄パッド	1	個	1		
	X-YH18-167	SM-15(中)用 馬蹄パッド	1	個	1		
	X-YH18-168	SM-15(小)用 馬蹄パッド	1	個	1		
11	X-PA01-102	7分用中栓	1	個	2		
12	X-YH18-170	SM-15用 折畳みスライド部品	1	個	2		
13	X-PA01-102	7分用中栓	1	個	2		
14	X-YH18-172	SM-15 取扱説明書	1	冊	1		
注記							