


機種名/品名

CMS-90A,91A,92A / CMS-90B,91B,92B 脚部品

区分

XTC-YH22

本体の部品は、交互歩行器 CMS-90A/固定歩行器 CMS-90Bと同じですので、参照ください。



機種	一台使用数			
	①	⑤	⑦	⑩
CMS-90A	4	-	-	-
CMS-91A	-	2	2	-
CMS-92A	-	-	2	左右各1
CMS-90B	4	-	-	-
CMS-91B	-	2	2	-
CMS-92B	-	-	2	左右各1

部品(脚パイプ部)を交換することで、他の機種への変更も可能です。
(ただし、交互歩行器⇔固定歩行器は出来ません)

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-YH21-093	CMS-9x 標準先J [®] Δパイプ [®] 脚	1 本	-		
2	X-YH20-028	ガタ防止インナーキャップ [®] (φ19用)	1 個	-		
3	X-YH20-003	杖先J [®] Δ(φ19用) 【D】	1 個	-		黒色、加防 [®] 【D】
5	X-YH22-095	CMS-9x 剛力 [®] 先J [®] Δパイプ [®] 脚	1 本	-		
7	X-YH22-097	CMS-9x 自在キャスタイル [®] 脚	1 本	-		
8	X-YH22-098	CMS-9x 自在キャスタイル [®] 脚用キャスタイル	1 個	-		
10	X-YH22-090L	CMS-9x 伸縮キャスタイル [®] 脚(左)	1 本	-		
10	X-YH22-090R	CMS-9x 伸縮キャスタイル [®] 脚(右)	1 本	-		
11	X-YH20-002	杖先J [®] Δ(φ19用) 【B】	1 個	-		黒色、加防 [®] 【B】
12	X-YH22-092	CMS-9x 伸縮キャスタイル [®] 脚用キャスタイル	1 個	-		