


番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	---	ロフトランドクラッチ 本体(S/L)	----	---		設定無
2	X-YH20-027	杖締付キャップ(φ22用) シルバー	1 個	1		
2	X-YH20-029	杖締付キャップ(φ22用) 黒	1 個	1		
3	X-YH20-026	杖締付C形リング(φ22用)	1 個	1		
4	X-PA03-001	φ22用 回転式スナップピン【e-Pin】(黒)	1 個	2		
5	---	ロフトランドクラッチ用 伸縮パイプ S用	----	---		設定無
5	---	ロフトランドクラッチ用 伸縮パイプ L用	----	---		設定無
6	X-YH20-028	ガード防止インナーキャップ(φ19用)	1 個	1		
7	X-YH20-004	杖先ジョイント(φ19用)【C】	1 個	1		黒色、加付【C】
8	X-YH20-011	杖用クリップ(φ22用)	1 個	1		
9	X-YH20-016	薄肉パイプ用中柱(φ22用)	1 冊	1		φ22.1×t1.25用
10	X-YH20-020	パイプ連結部保護キャップ 黒	1 個	1		
12	X-YH24-013	アーム部キャップ	1 個	1		
13	X-YH24-014	アーム SSサイズ	1 個	1		加内径φ55
13	X-YH24-015	アーム Sサイズ	1 個	1		加内径φ65
13	X-YH24-016	アーム Mサイズ	1 個	1		加内径φ70
13	X-YH24-017	アーム Lサイズ	1 個	1		加内径φ90
14	X-YH24-018	アーム取付ボルトセット	1 本	1		
15	X-YH20-012	杖用クリップ(φ19用)	1 個	1		
16	X-PA01-101	6分用中柱	1 個	1		
17	---	セブクラッチ 本体(S/M/L)	----	---		設定無
18	---	セブクラッチ用 伸縮パイプ S用	----	---		設定無
18	---	セブクラッチ用 伸縮パイプ M用	----	---		設定無
18	---	セブクラッチ用 伸縮パイプ L用	----	---		設定無



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
19	X-YH24-025	ロフトランドクラッチ/セブンクラッチ 取扱説明書	1冊	1		