



⑪



⑥

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	スワン型パイプ	---	---	---		設定無
2	X-YH20-029	杖締付キャップ(φ22用) 黒	1	個	1		
3	X-YH20-026	杖締付C形リング(φ22用)	1	個	1		
4	X-PA03-001	φ22用 回転式スナップピン【e-Pin】(黒)	1	個	1		
5	---	スワン型杖用 伸縮パイプ	---	---	---		設定無
6	X-YH20-028	ガタ防止インナーキャップ(φ19用)	1	個	1		
7	X-YH20-003	杖先ゴム(φ19用)【D】	1	個	1		黒色、カタログ【D】
8	X-YH20-011	杖用グリップ(φ22用)	1	個	1		
9	X-YH25-010	四点杖/スワン型杖用ストラップ付キャップ(φ22用)	1	個	1		φ22.1×t1.25用
11	X-YH27-031	伸縮(スワン型)杖 取扱説明書	1	冊	1		

注記