



機種	座幅	パイプ外幅
MH	420	310
OS	400	310
MH-CR3D	400	310
MH-SR	400	310

2020/4/7修正G

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-PH03-001	USAKO首枕(松永仕様)	1	個	1			
2	X-PH03-002	USAKO首枕背面プレートセット	1	個	1		ボルト、ナット付	
3	X-PH03-003	USAKO首枕ユニット固定ボルトセット	1	個	1		ボルト2本、カラー2個	
4	X-PH03-004	BJ固定金具セット(USAKO用)	1	個	1			
5	X-PH03-005	BJ固定金具用レバーボルトセット(USAKO用)	1	個	1		カラー付	
6	X-PH03-006	X-BJ固定金具用レバーボルト(USAKO用)用にぎりゴム	1	個	1			
	X-PB02-024	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ)	1	個	1			
		↑ ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ) をレバーに使用しています。						
7	X-PH03-007	BJ前後調整棒(USAKO用)	1	本	1			
8	X-PH01-011	BJ前後調整金具セット	1	個	1			
9	X-PH01-019	BJヘッドサポート ノブボルト用パネ(ワッシャー付き)	1	個	1		ワッシャー付き	
10	X-PA03-019	M6×15 ノブボルト	1	個	1			
11	X-WC61-010	φ30 球ゴムキャップ	1	個	1			
12	---	枕角度調整ユニット	---	---	---		部品販売はしていません	
14	X-PH03-014	USAKO首枕ベースユニット	1	個	1		②~⑦⑫のセット	
16	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2			
17	X-PH07-027	X USAKO用ヘッドサポートパイプ【外幅310】	1	本	1		X-PH05-015に統一	
	X-PH05-015	BJヘッドサポートパイプ(オフセットタイプ)【外幅310】	1	本	1		⑩が付属	
19	X-PH07-029	USAKOタイプヘッドサポート完成【外幅310】	1	個	1		①⑧⑪⑭⑯の完成品	
20	X-PH07-020	USAKOヘッドサポート 取扱説明書	1	冊	1			

注記