



2020/6/12修正D

機種名/品名	マイチルトミニ MH-SR 押手部						ページ	XTC- WH63B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-PA01-007	NEXTグリップ ↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。	1	本	2		接着剤必要	
2	X-WC28-007	NEXTグリップ用 中柱22B	1	個	2			
3	X-WH43-002	ティルト黄色レバー【C】	1	個	1		黄色	
4	X-WH43-003	リクライニング灰色レバー【C】	1	個	1		灰色	
5	X-WG03-005L	NEXT制動用ブレーキレバー【ドラロック対応型】(左)	1	個	1			
	X-WG03-005R	NEXT制動用ブレーキレバー【ドラロック対応型】(右)	1	個	1			
6	X-PA92-018	X 【ティルト】シール	±	個	±		販売終了	
	X-PA92-025	【ティルト】細長シール	1	枚	1		黄色	
7	X-PA92-017	X 【リクライニング】シール	±	個	±		販売終了	
	X-PA92-024	【リクライニング】細長シール	1	枚	1		灰色	
9	X-WH63-009	前折れジョイント支点ボルト【B】セット	1	本	2			
10	X-PA03-013	ロングセフティーロック(橙)	1	個	2		オレンジ色	
11	X-WH43-009	折りたたみ式縮み止め【C】 400幅 ↑ ⑫、⑬が付属します。	1	本	1			
12	X-PA92-013	手を挟まないでください シール	1	枚	1			
13	X-WH26-011	折りたたみ式縮み止め用ノブ玉	1	個	1		オレンジ色	
14	X-WH43-012	ヘッドサポート高さ調整固定ノブボルト【C】セット ↑ ノブボルト、カラーのセットです。	1	個	2			
15	X-WH43-013	ヘッドサポート高さ調整固定部パネ【C】	1	本	2			
17	X-WH43-015	ティルトワイヤー【C】	1	本	1		MH-CR3Dと共通	
18	X-WH43-016	リクライニングワイヤー【C】	1	本	1		MH-CR3Dと共通	
19	X-WH63-019	制動用ブレーキワイヤー【B】	1	本	2			
20	X-WH63-020	スパイラルチューブ【B】	1	本	2		黒色 約45cm	

注記 ※ MH-SRは様々な部分でMH-CR3D(マイチルトコンパクト)、NEXTシリーズと共通部品を使用しております。