



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-WH68-001L	フロント外ブレーキパダル【B】(左)	1本	1		支点ボルト、③パダリボルト付
1	X-WH68-001R	フロント外ブレーキパダル【B】(右)	1本	1		支点ボルト、③パダリボルト付
2	X-WH68-002	フロントブレーキ連結バーセット【B】	1本	2		支点ボルト付
3	X-PB03-012	ドロップ用パダリボルト	1個	4		オレンジ
5	X-WH68-005L-HB	12インチハイブリッドドロップ車輪【B】(左)	1本	1		ワイヤ無
5	X-WH68-005R-HB	12インチハイブリッドドロップ車輪【B】(右)	1本	1		ワイヤ無
5	X-WH68-015L-HB	12インチハイブリッドドロップ車輪【B】(左)ワイヤ付	1本	1		⑩ワイヤ付
5	X-WH68-015R-HB	12インチハイブリッドドロップ車輪【B】(右)ワイヤ付	1本	1		⑩ワイヤ付
6	X-WH68-006	ドロップ用固定プレート【B】	1個	2		黒色
9	X-PD04-016	樹脂ボイル用キャップ	1個	2		
11	X-WH63-019	制動用ブレーキワイヤ【B】	1本	2		