



2020/4/10修正D

機種名／品名		マイチルトミニ MH-SR キャスタ／転倒防止			ページ	XTC- WH69B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WC60-001	キャスタクランプボルト【N】セット	1 本	4			M6×33-S10
2	X-WH69-002	5インチキャスタ【B】完成	1 個	2			①ボルト付
7	X-WC37-002	キャスタケースキャップ【N】	1 個	2			
9	X-WH57-009	X 5インチキャスタカラー【B】(2個セット)	1 個	2			販売終了
10	X-WC37-005	X キャスタ輪固定ボルト【N】セット	1 本	2			販売終了
11	X-WH69-011	5インチキャスタ輪【B】セット ↑ ⑨、⑩が付属します。	1 個	2			
15	X-WC91-011	転倒防止【N】(左)(右)セット ⑩、⑪全て含まれます。左右セットのみの販売です。	1 個	1			
16	X-WC91-012	転倒防止【N】用 ティッピングレバー固定ボルト	1 本	1			
17	X-WC91-013	転倒防止【N】用 上下部品(小車輪付き)(左)(右)セット ⑩、⑪含まれます。左右セットのみの販売です。	1 個	1			
18	X-WC91-014	転倒防止 小車輪セット ↑ 小車輪 2個、ボルトのセット	1 個	2			
19	X-WC91-015	転倒防止パイプ 17x14用中栓	1 個	2			
注記	※ MH-RD3Dは様々な部分でMH-CR3D(マイチルトコンパクト)と共通部品を使用しております。 ※ MH-RD3Dの転倒防止はNEXTCOREと共通部品を使用しております。						