



⑦ 2021/1/28修正C

| 機種名/品名 | MR-UD-3TMG | | | | | ページ | XTC- ST26B |
|--------|------------|---|------|-------|------|------|------------|
| 番号 | 品番 | 品名 | 注文単位 | 一台使用数 | 見積価格 | 標準納期 | 備考 |
| 1 | X-ST26-001 | MR-UD-3TMG用 平面マットレス | 1 枚 | 1 | | | ピンク(B-38) |
| 3 | X-ST26-003 | MR-UD-3TMG用 φ150mm非磁性ダブルロックキャスタセット ↑ ④取付用ボルトセット が付属します。 | 1 個 | 4 | | | |
| 4 | X-ST26-004 | MR-UD-3TMG用 キャスタ取付用ボルトセット ↑ M6×40六角ボルト:1本、M6真鍮ナイロンナット:1個 | 1 本 | 4 | | | SUS316 |
| 5 | X-ST21-005 | AL-UD用 キャスタケースキャップ | 1 個 | 4 | | | グレー |
| 6 | X-WM04-011 | MRI用 M8×15 真鍮ノブボルト ↑ ガートル棒収納部(ストレッチャー下面)の固定用 | 1 個 | 1 | | | |
| 7 | X-WM04-012 | MRI用 M8×20 真鍮ノブボルト ↑ ガートル棒使用時(ストレッチャー前と後)の固定用 | 1 個 | 1 | | | |
| 8 | X-WM04-015 | アルミ本物ガートル棒 | 1 本 | 1 | | | |
| 9 | X-PA01-101 | 6分用中栓 ↑ アルミ本物ガートル棒の下端キャップ | 1 個 | 1 | | | 黒 |
| 19 | X-ST01-019 | ALストレッチャー用 サイド穴埋めキャップ | 1 個 | 4 | | | グレー |
| 20 | X-ST01-020 | ALストレッチャー用 長方形キャップ | 1 個 | 2 | | | グレー |
| 21 | X-ST26-021 | MR-UD-3TMG用 クランクハンドルセット ↑ 取付用のボルト類が含まれます。 | 1 本 | 1 | | | |
| 22 | X-ST01-022 | ALストレッチャー用 クランクハンドル グリップ ↑ 叩き込んで取り付けます。 | 1 個 | 1 | | | |
| 23 | X-ST01-023 | クランクハンドル 回転方向注意シール | 1 枚 | 1 | | | |
| 26 | X-WM04-007 | 【MRI 3テスラ対応】シール | 1 枚 | 1 | | | |
| 27 | X-WM04-008 | 【非磁性】シール | 1 枚 | 1 | | | |
| 29 | X-WM04-001 | MRI用シリーズ 取扱説明書 | 1 冊 | 1 | | | |
| 注記 | | | | | | | |