



2019/10/25修正D

機種名／品名		RJタイプ フットサポート	ページ	XTC- PF11B			
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PF11-001L	RJタイプフットサポート完成(特注)(左)	1	個	1		
	X-PF11-001R	RJタイプフットサポート完成(特注)(右)	1	個	1		
2	X-PF11-002	RJタイプフットサポート板(特注)	1	枚	2		
		↑ 寸法指定で製作可能です。					
3	X-PF06-001	AJタイプ三角ナット式φ15.9(黒)ポスト完成	1	本	2		黒、左右共通
	X-PF06-041	AJタイプ三角ナット式φ15.9(メッキ)ポスト完成	1	本	2		メッキ、左右共通
		↑ 標準はメッキ(X-PF06-041)となります。					
5	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2		φ20mm×t1.7用
6	X-PF11-006	RJタイプフットサポート支点ロングボルトセット	1	本	2		M6×137ボルト、ナット
7	X-PF01-007	引上げボルト	1	本	2		
8	X-PF01-008	φ15.9用 三角ナット	1	個	2		
9	X-PF06-005	AJタイプポスト用クランプボルトセット(黒)	1	本	2		
11	X-PF06-006	AJタイプ三角ナット式φ19.1(メッキ)ポスト完成	1	本	2		メッキ、左右共通
	X-PF06-046	AJタイプ三角ナット式φ19.1(黒)ポスト完成	1	本	2		黒、左右共通
		↑ 標準はメッキ(X-PF06-006)となります。					
12	X-PF01-011	φ19.1用 三角ナット	1	個	2		
注記							