



④ 2019/7/12修正C

機種名/品名		CM-501/541 アームサポート					ページ	XTC- WF43B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-WF43-001L	CM-501/541用 アームサポートパイプ(左)	1	本	1			
	X-WF43-001R	CM-501/541用 アームサポートパイプ(右)	1	本	1			
2	X-WE03-002L	後方延長肘パッド(左)	1	本	1		ボルト付	
	X-WE03-002R	後方延長肘パッド(右)	1	本	1			
3	X-WF35-003L	CM-50/54用 後方延長側板セット(左)(リベット付)	1	枚	1		リベット付 (短:4本、長:3本)	
	X-WF35-003R	CM-50/54用 後方延長側板セット(右)(リベット付)	1	枚	1			
5	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2			
9	X-PA03-011	セフティロック(橙)	1	個	2			
11	X-WF43-011L	CM-501/541用 アームサポート(左)	1	本	1		↑ ①②③⑤のセットになります。	
	X-WF43-011R	CM-501/541用 アームサポート(右)	1	本	1			
注記								