



2020/3/18修正C

機種名/品名		CM-501/541 サイドフレーム				ページ	XTC- WF44B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	CM-501 本体フレーム(左)	---	---	-	-	設定無
	---	CM-501 本体フレーム(右)	---	---	-	-	
	---	CM-541 本体フレーム(左)	---	---	-	-	設定無
	---	CM-541 本体フレーム(右)	---	---	-	-	
2	X-WF44-002L	CM-501/541用 バックサポートフレーム(左)	1	本	1		
	X-WF44-002R	CM-501/541用 バックサポートフレーム(右)	1	本	1		
3	X-WF46-001L	CM-501/541用 エレベータリングフット・レッグサポートセット(左)	1	個	1		支点ボルト付
	X-WF46-001R	CM-501/541用 エレベータリングフット・レッグサポートセット(右)	1	個	1		
↑ ④エレベータリング支点ボルトセットが付属します。							
4	X-WF46-008	X CM-501/541用 エレベータリング支点ボルトセット	4	本	2		販売終了
	X-WF15-004	CM用 エレベータリング支点ボルトセット(袋ナット)	1	本	2		袋ナット
5	X-WF44-005L	X CM-501/541用 プッシュメカロック【小】セット(左)	4	個	4		販売終了 X-WF15-002に統一
	X-WF44-005R	X CM-501/541用 プッシュメカロック【小】セット(右)	4	個	4		
	X-WF15-002L	CM用 プッシュメカロック【小】(ボタン:橙)セット(左)	1	本	1		ボタン:橙
	X-WF15-002R	CM用 プッシュメカロック【小】(ボタン:橙)セット(右)	1	本	1		
6	X-PA03-011	セフティーロック(橙)	1	個	2		
7	X-WF36-007	CM-50/54用 リクライニング支点ボルトセット	1	本	2		
8	X-WF38-006L	CM-50/54用 プッシュメカロック【大】セット(左)	1	個	1		支点ボルト付
	X-WF38-006R	CM-50/54用 プッシュメカロック【大】セット(右)	1	個	1		
9	X-PA03-011	セフティーロック(橙)	1	個	2		⑥と共通
10	X-PA01-006	φ22貫通グリップ	1	本	2		
11	X-PA01-102	7分用中栓	1	個	2		
12	X-PA05-029	プッシュメカロック【小】用 注意シール	1	枚	2		
注記	⑧付属品 : プッシュメカロック【大】鉄リクライ専用ボルト(2種各1本)、平W(2枚)、M8ナイロンNT(2個)						