



2020/3/18修正B

機種名/品名		CM-501/541 リクライニング部・縮み止め部			ページ	XTC- WF45B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WF45-001	CM-501/541用 縮み止めセット ↑ ②ノブボルト、⑩ナット類が付属します	1 台分	1			
2	X-PA03-029	縮み止め用ノブボルト(M8段付き)	1 個	1			
3	X-WF38-003L	× リクライニング用レバー【Aタイプ】(左)	1 個	1			販売終了 X-PB04-001L/Rに統一
	X-WF38-003R	× リクライニング用レバー【Aタイプ】(右)	1 個	1			
	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1 個	1			「APSE」ロゴ
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右) ↑ 「制動用ブレーキレバー」を「リクライニング用レバー」として使用します。	1 個	1			
4	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1 個	2			
6	X-WF38-006L	CM-50/54用 プッシュメカロック【大】セット(左)	1 本	1			⑧、支点ボルト付
	X-WF38-006R	CM-50/54用 プッシュメカロック【大】セット(右) ↑ CM-50/54用とCM-501/541用は同一品です。	1 本	1			
7	X-WE05-009	アルミ・鉄リクライ用 プッシュメカロック【大】ワイヤー ↑ ⑨が付属します。	1 本	2			
8	X-PB04-008	丸頭ワイヤー止め(ダルマ)	1 個	2			
9	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1 個	2			
16	X-PA04-022	結束バンド 150mm	1 本	2			
注記							