



2020/4/8修正

機種名/品名		マイチルトバリュー MH-VR 背フレーム			ページ	XTC- WH82B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WH03-001	マイチルト(ティルト&リクライニングタイプ)用 背下部フレーム	1	本	1		
3	X-WH03-003	マイチルト(ティルト&リクライニングタイプ)用 背上部連結パイプ ↑ ティルトタイプと仕様異なりますのでご注意ください。	1	本	2		下部固定ボルト付
4	X-WH11-006	X-マイチルト用 背上部フレーム固定ボルト(4本セット)	4	個	4		X-PA09-015に統一 背上側固定用のボルト
	X-PA09-015	座金組込ボルト M6×15 ↑ 一台分の場合は4本必要となります。	1	本	4		
5	X-PA03-022	M8×15 ノブボルト	1	個	2		
6	X-WH82-006R	ティルト用レバー【Aタイプ】(右)オレンジ	1	個	1		「APSE」ロゴ
*	X-WH10-025	ワイヤー LB01	1	本	1		リクライニング用
7	X-WH82-007L	リクライニング用レバー【Aタイプ】(左)グレー	1	個	1		「APSE」ロゴ
*	X-WH10-026	ワイヤー LB22	1	本	1		ティルト用
9	X-WH03-009	マイチルト(ティルト&リクライニングタイプ)用 背張り調整シート用背上部フレーム	1	本	1		
10	X-PA01-002	φ22用グリップ	1	本	2		長さ:100mm
11	X-PH02-010	X-BJ-Bタイプヘッドサポート(MH-CR3D用) ↑ MH-RD3DとMH-CR3D(マイチルトコンパ)外と共通、黒色の枕が標準となります。	4	個	4		販売終了
	X-PH02-010-00B60	BJ-Bタイプヘッドサポート【C】 B-60 ↑ MH-CR3D用は黒色の枕が標準となります。	1	個	1		⑫が付属します
12	X-WC61-010	φ30 球ゴムキャップ	1	個	1		
13	X-PH01-011	BJ前後調整金具セット	1	個	1		
14	X-PH05-015	BJヘッドサポートパイプ(オフセットタイプ)【外幅310】	1	本	1		
15	X-PB04-004	レバー用セーフティキャップ	1	個	4		
16	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		「APSE」ロゴ
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右) ↑ 通常とは取付が逆になります。右手操作側は左用をご発注ください。	1	個	1		「APSE」ロゴ
*	X-WH10-009	マイチルト用 ドラムワイヤー	1	本	2		ワイヤー先端アルミ管付
18	X-PH05-018	X-BJ-Bタイプヘッドサポート【VR】完成	4	個	4		⑪⑫⑬⑭の完成品
	X-PH06-006-40B60	BJ-Bタイプヘッドサポート【VR】(オフセットタイプ)【外幅310】完成 B-60 ↑ 黒色の枕が標準となります。	1	個	1		⑪⑫⑬⑭の完成品
注記							