



2019年12月頃～  
スイングアウトユニットの  
仕様が変更となりました。  
ユニット全体を交換下さい。

スイングアウトユニット

機種名/品名	マイチルトバリュー MH-VR 座フレーム/アームサポート	ページ	XTC- WH85B				
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	マイチルト 座フレーム	---	---	---	-	-
3	X-PA03-013	ロングセフティーロック(橙)	1	個	2		
4	X-WH24-003D	肘掛アウターキャップ【AD】 ↑ 上下各1個必要です。一台分の場合は4個必要です。	1	個	4		上下共通
5	X-WH24-004	肘掛アウター安全キャップ【A】	1	個	2		
6	X-WH07-006L	マイチルト用 介助用アームサポートフレーム(左)	1	本	1		
	X-WH07-006R	マイチルト用 介助用アームサポートフレーム(右)	1	本	1		
7	X-WH07-007L	マイチルト用 側板(左)	1	枚	1		リベット付
	X-WH07-007R	マイチルト用 側板(右)	1	枚	1		
8	X-PA02-005	マイチルト用 アームサポートパッド	1	本	2		ボルト付
9	X-WH85-009	マイチルト用 アームサポートPUチューブ	1	本	2		
10	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	6		
11	X-WH07-011	マイチルト用 介助用アームサポートインナー下部キャップ	1	個	2		抜け止めボルト付
12	X-WH85-012L	マイチルトVR用 介助用アームサポート完成(左)	1	本	1		
	X-WH85-012R	マイチルトVR用 介助用アームサポート完成(右)	1	本	1		
15	X-PG01-017L	X-φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】(左)	1	個	1		販売終了
	X-PG01-017R	X-φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】(右)	1	個	1		
16	X-PG01-011	X-本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】用固定ボルト	1	本	2		販売終了
17	X-PG01-012	X-本体側樹脂一体型スイングアウトユニット コの字金具セット【標準A】	1	個	2		販売終了
18	X-PG01-014L	φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【C】(左)	1	個	1		
	X-PG01-014R	φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【C】(右)	1	個	1		
		↑ 固定ボルト、コの字金具を含んだセットです。					
19	X-PA01-102	7分用中栓	1	個	2		
注記							