



2020/12/12修正D

機種名/品名		マイチルトバリュー MH-VR リクラ、ティルト、介助ブレーキ部品				ページ	XTC- WH88B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-WH82-006R	ティルト用レバー【Aタイプ】(右)オレンジ	1	個	1		「APSE」ロゴ	
2	X-WH82-007L	リクライニング用レバー【Aタイプ】(左)グレー	1	個	1		「APSE」ロゴ	
3	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		「APSE」ロゴ	
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1	個	1			
↑ 通常とは取付が逆になります。右手操作側は左用をご発注ください。								
4	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	4			
5	X-PB04-006	六角ワイヤーアジャスト	1	個	2		ナット付	
6	X-PB04-007	ドラムハブ用バネ	1	本	2			
7	X-PB04-008	丸頭ワイヤー止め(ダルマ)	1	個	2			
8	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1	個	2			
9	X-WH10-009	マイチルト用 ドラムワイヤー	1	本	2		⑧付属	
10	X-PA92-010	【ブレーキ】シール	1	枚	1			
11	X-PA92-018	X-【ティルト】シール	+	枚	+		販売終了	
	X-PA92-025	【ティルト】細長シール	1	枚	1		黄色	
12	X-PA92-017	X-【リクライニング】シール	+	枚	+		販売終了	
	X-PA92-024	【リクライニング】細長シール	1	枚	1		灰色	
13	X-PA04-021	結束バンド 100mm	1	本	4			
14	X-PA04-022	結束バンド 150mm	1	本	3			
22	X-WH10-022	マイチルト用 介助用メカロック	1	本	1		バネ:水色	
23	X-PA04-011	真ちゅうワイヤー止め金具	1	個	1			
25	X-WH10-025	ワイヤー LB01	1	本	1		ティルト用 ⑧付属	
26	X-WH10-026	ワイヤー LB22	+	本	+		販売終了	
	X-WH88-001	ワイヤー LB21	1	本	1		リクライニング用	
27	X-PA05-013	メカロック【大】用スプリング	1	本	1			
28	X-WH06-001	ロック付ガススプリング【A】	1	本	1		ティルト用	
結束バンド本数			ティルト部	リクラ部	ブレーキ	合計		
		100mm	1	3	0	4		
		150mm	1	0	2	3		
注記								