



2020/3/14修正A

機種名／品名		マイチルトバリュー MH-VR 付属品				ページ	XTC- WH89B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WH89-001	マイチルトVR 取扱説明書	1 冊	1			
2	X-PA90-001	六角穴 13mmサービススパナ	1 本	1			
4	X-PA90-014	対辺 4mm サービス六角レンチ	1 本	1			
5	X-PA90-015	対辺 5mm サービス六角レンチ	1 本	1			
6	X-WH11-006	X マイチルト用 背上部フレーム固定ボルト(4本セット)	1 個	1			X-PA09-015に統一 背上側固定用のボルト
	X-PA09-015	座金組込ボルト M6×15 ↑ 一台分の場合は4本必要となります。	1 本	4			
注記							