



機種名/品名	スポークカバー①	ページ	XTC- PX91A
--------	----------	-----	------------



ハンドリムが付いている場合、えぐり加工が必要になる場合があります。(別途料金必要)

詳細はカタログで ご確認下さい。

2020/5/26修正E

機種名/品名		スポークカバー①			ページ	XTC- PX91B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X0A-254F1AC	スポークカバー クリアブラック 16インチ	1	台分	1		
	X0A-254B2AC	スポークカバー クリアブラック 18インチ	1	台分	1		
	X0A-254B3AC	スポークカバー クリアブラック 20インチ	1	台分	1		
	X0A-254B4AC	スポークカバー クリアブラック 22インチ(スポーク:28本)	1	台分	1		
	X0A-254C4AC	スポークカバー クリアブラック 22インチ(スポーク:36本)	1	台分	1		
	X0A-254B5AC	スポークカバー クリアブラック 24インチ(スポーク:28本)	1	台分	1		
	X0A-254C5AC	スポークカバー クリアブラック 24インチ(スポーク:36本)	1	台分	1		
	X0C-254C3AC	スポークカバー クリアブラック 20インチ(JWX-1用)	1	台分	1		
	X0C-254C4AC	スポークカバー クリアブラック 22インチ(JWX-1用)	1	台分	1		
X0C-254C5AC	スポークカバー クリアブラック 24インチ(JWX-1用)	1	台分	1			
2	X0A-254F1E	スポークカバー クリア 16インチ	1	台分	1		
	X0A-254B2E	スポークカバー クリア 18インチ	1	台分	1		
	X0A-254B3E	スポークカバー クリア 20インチ	1	台分	1		
	X0A-254B4E	スポークカバー クリア 22インチ(スポーク:28本)	1	台分	1		
	X0A-254C4E	スポークカバー クリア 22インチ(スポーク:36本)	1	台分	1		
	X0A-254B5E	スポークカバー クリア 24インチ(スポーク:28本)	1	台分	1		
	X0A-254C5E	スポークカバー クリア 24インチ(スポーク:36本)	1	台分	1		
	X0C-254C3E	スポークカバー クリア 20インチ(JWX-1用)	1	台分	1		
	X0C-254C4E	スポークカバー クリア 22インチ(JWX-1用)	1	台分	1		
X0C-254C5E	スポークカバー クリア 24インチ(JWX-1用)	1	台分	1			
3	91007	スポークカバー 専用クリップセット ↑クリップ10個、ゴムワッシャー10個のセット	1	個	-		
4	X-PX91-004	スポークカバー センターキャップ(白・ロゴ無)(2個セット)	1	個	-		松永オリジナル
.	91008	X- スポークカバー センターキャップセット(YAMAHAロゴ入)	1	個	=		白×2・黒×2のセット 販売終了
	X0A-2625A-10	スポークカバー センターキャップセット (白・YAMAHAロゴ無)(2個セット)	1	個	-		YAMAHAオリジナル
	X0A-2625A-00	スポークカバー センターキャップセット (黒・YAMAHAロゴ無)(2個セット)	1	個	-		
.	X-PX91-025	スポークカバー えぐり加工 ↑ハンドリムが付いている場合は、スポークカバーに『えぐり加工』が必要になります。スポークカバーの発注と同時に指示をお願い致します。	1	台分	-		
	X-PX91-026	スポークカバー えぐり加工+車輪取付 ↑スポークカバーに『えぐり加工』を行い、車輪へ取付した場合。スポークカバーの発注と同時に指示をお願い致します。	1	台分	-		
注記							