



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
-	X-WG08-011	MH-GR用 6インチ前輪セット	1 個	2		
1	---	MH-RD3D 本体	---	---		
2	X-WH52-002L	MH-RD3D用 アームレスト(左)	1 本	1		
2	X-WH52-002R	MH-RD3D用 アームレスト(右)	1 本	1		
3	X-WH24-003U	肘掛アクターキャップ【AU】	1 個	2		上側
3	X-WH24-003D	肘掛アクターキャップ【AD】	1 個	2		下側
4	X-WH24-004	肘掛アクター安全キャップ【A】	1 個	2		
5	X-PA03-013	ロングレグフットパッド(橙)	1 個	2		オレンジ色
7	X-WG08-002	MH-GR用 キャスター完成	1 個	2		ホム付
8	X-WG05-001L	MH-GR用スイングアウト完成(左)	1 個	1		
8	X-WG05-001R	MH-GR用スイングアウト完成(右)	1 個	1		
15	X-WH28-017L	肘掛上下 ロックパッド(左)	1 枚	1		
15	X-WH28-017R	肘掛上下 ロックパッド(右)	1 枚	1		