



2020/6/12修正C

機種名／品名		マイチルトグラン MH-GR 押手部				ページ	XTC- WG03B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PA01-007	NEXTグリップ ↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。	1	本	2		接着剤必要
2	X-WC28-007	NEXTグリップ用 中柱22B	1	個	2		
3	X-WH43-002	ティルト黄色レバー【C】	1	個	1		黄色
4	X-WH43-003	リクライニング灰色レバー【C】	1	個	1		灰色
5	X-WG03-005L	NEXT制動用ブレーキレバー【ドラロック対応型】(左)	1	個	1		
	X-WG03-005R	NEXT制動用ブレーキレバー【ドラロック対応型】(右)	1	個	1		
7	X-PA92-018	X-【ティルト】シール	4	個	4		販売終了
	X-PA92-025	【ティルト】細長シール	1	枚	1		黄色
8	X-PA92-017	X-【リクライニング】シール	4	個	4		販売終了
	X-PA92-024	【リクライニング】細長シール	1	枚	1		灰色
10	X-WH53-010	MH-RD3D用 ヘッドサポート高さ調整ユニット ↑ 固定用ボルト2本付属します。	1	本	1		
15	X-WH53-015	MH-RD3D用 ドラムブレーキワイヤー	1	本	2		No. NXL03
16	X-WH53-016	MH-RD3D用 ティルト&リクライニングワイヤー	1	本	1		No. LB23
20	X-WH63-020	スパイラルチューブ【B】	1	本	2		黒色 約45cm
注記	※ マイチルトグラン(MH-GR)は様々な部分でマイチルトリジッド(MH-RD3D)、マイチルトミニ(MH-SR)と共通部品を使用しております。						