


機種名/品名	マイチルトグラン MH-GR フット・レッグサポート部	ページ	XTC- WG05A
--------	-----------------------------	-----	------------



2020/3/27修正E

機種名/品名	マイチルトグラン MH-GR フット・レッグサポート部				ページ	XTC- WG05B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WG05-001L	MH-GR用スイングアウト完成(左)	1 個	1			
	X-WG05-001R	MH-GR用スイングアウト完成(右)	1 個	1			
2	X-WG05-002L	GRフットサポート完成(左)	1 枚	1			
	X-WG05-002R	GRフットサポート完成(右)	1 枚	1			
3	X-WH66-003L	SRフットサポート用 レッグベルト(左)	1 本	1			
	X-WH66-003R	SRフットサポート用 レッグベルト(右)	1 本	1			
4	X-WG05-004L	スイングアウトフット・レッグサポート[G](左)	1 個	1			
	X-WG05-004R	スイングアウトフット・レッグサポート[G](右)	1 個	1			
5	X-PG01-015L	樹脂一体型スイングアウトユニット【橙レバー】(左)	1 個	1			⑥ボルトセット(2本) 付属
	X-PG01-015R	樹脂一体型スイングアウトユニット【橙レバー】(右)	1 個	1			
6	X-PG01-006	樹脂一体型スイングアウトユニット用固定ボルトセット	1 本	4			ボルト1本、ナット1個
7	X-WG05-007	樹脂スイングアウト用 フット・レッグサポートパイプ[G]	1 本	2			
8	X-WC21-001L	NEXTフットサポート固定部品セット(左)	1 個	1			
	X-WC21-001R	NEXTフットサポート固定部品セット(右)	1 個	1			
9	X-WC21-016	NEXTカムクランプ押さえカラー	1 個	2			
10	X-WC21-010	NEXTクランプレバーロックシール	1 枚	2			左右共通
11	X-WC22-001	NEXTアジャスタブルフットサポートポストセット ↑ ⑩ボルトセットが付属します	1 本	2			左右共通
12	X-WC22-004	NEXTアジャスタブルフットサポートポスト下部固定ボルトセット	1 本	2			
13	X-WH66-013L	SRフットサポート基部(左)	1 個	1			
	X-WH66-013R	SRフットサポート基部(右)	1 個	1			
14	X-WH66-014L	SRフットサポート板(左)	1 個	1			⑮固定部品セット付
	X-WH66-014R	SRフットサポート板(右)	1 個	1			
15	X-WH66-015	SRフットサポート板固定部品セット	1 本	2			ボルト4本、金具付
16	X-WH66-016	SRフットサポート保護ローラーセット	1 本	2			ボルト、カラー付
17	X-PG01-017L	X-φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】(左)	1 個	1			販売終了
	X-PG01-017R	X-φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】(右)	1 個	1			
18	X-PG01-011	X 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】用固定ボルト	1 本	2			販売終了
19	X-PG01-012	X 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット コの字金具セット【標準A】	1 個	2			販売終了
	X-PG01-014L	φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【C】(左)	1 個	1			
20	X-PG01-014R	φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【C】(右)	1 個	1			
		↑ 固定ボルト、コの字金具を含んだセットです。					
注記	※ マイチルトグラン(MH-GR)は様々な部分でマイチルトリジッド(MH-RD3D)、マイチルトミニ(MH-SR)と共通部品を使用しております。						