



2020/2/13修正D

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
2	X-WH52-002L	MH-RD3D用 アームサポート(左)	1	本	1		
	X-WH52-002R	MH-RD3D用 アームサポート(右)	1	本	1		
3	X-WH24-003U	肘掛アウターキャップ【AU】	1	個	2		上側
	X-WH24-003D	肘掛アウターキャップ【AD】	1	個	2		下側
4	X-WH24-004	肘掛アウター安全キャップ【A】	1	個	2		
5	X-PA03-013	ロングセフティーロック(橙)	1	個	2		オレンジ色
7	X-WH55-015L	MH-RD3D用 アームサポートフレーム(左)	1	本	1		
	X-WH55-015R	MH-RD3D用 アームサポートフレーム(右)	1	本	1		
8	X-WH55-016L	MH-RD3D用 サイドガード(左)	1	枚	1		
	X-WH55-016R	MH-RD3D用 サイドガード(右)	1	枚	1		
17	X-WH55-017	MH-RD3D用 アームサポートパッド	1	本	2		左右共通、ボルト4本付
18	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	4		
19	X-WH46-019	アームサポート高さ調整エンドキャップ【C】	1	個	2		M4x20 ストップボルト付
20	X-WH55-020	アームサポート上部ストップボルト【D】	1	本	1		ボルト1本、ナット1個
14	X-WH46-020	MYTiLTサイドガードステッカー【C】	1	枚	2		MH-CR3Dと共通
15	X-WH28-017L	肘掛上下 ロックレバーシール(左)	1	枚	1		
	X-WH28-017R	肘掛上下 ロックレバーシール(右)	1	枚	1		

注記 ※ マイチルトグラン(MH-GR)は様々な部分でマイチルトリジッド(MH-RD3D)、マイチルトミニ(MH-SR)と共通部品を使用しております。