



| 番号 | 品番         | 品名                          | 注文単位 | 一台使用数 | 見積価格 | 備考        |
|----|------------|-----------------------------|------|-------|------|-----------|
| 1  | X-WC60-001 | キャスタクランプボルト【N】セット           | 1本   | 2     |      | M6×33-S10 |
| 2  | X-WG08-002 | MH-GR用キャスタ完成                | 1個   | 2     |      | ①ボルト付     |
| 5  | X-WG08-005 | MH-GR用キャスタ(ロングシャフトタイプ)      | 1個   | 2     |      |           |
| 6  | X-WG08-006 | キャスタケース【G】のみ                | 1個   | 2     |      |           |
| 7  | X-WC37-002 | キャスタケースキャップ【N】              | 1個   | 2     |      |           |
| 8  | X-WG08-008 | フォーク【G】(ロングシャフトタイプ)         | 1個   | 2     |      |           |
| 11 | X-WG08-011 | MH-GR用6インチキャスタ輪セット          | 1個   | 2     |      |           |
| 15 | X-WH57-015 | 転倒防止【B】(左)(右)セット            | 1台分  | 1     |      | ⑤、⑥付      |
| 16 | X-WC91-012 | 転倒防止【N】用ティルトロック用固定ボルト       | 1本   | 2     |      |           |
| 17 | X-WH57-017 | 転倒防止【B】上下部品(小車輪付き)(左)(右)セット | 1個   | 1     |      | ⑤、⑥付      |
| 18 | X-WC91-014 | 転倒防止小車輪セット                  | 1個   | 2     |      |           |
| 19 | X-WC91-015 | 転倒防止パイプ 17×14用中柱            | 1個   | 2     |      |           |