



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-WG11-020L	22×1-1/4" 26車輪セット(左) GRC	1本	1		
1	X-WG11-020R	22×1-1/4" 26車輪セット(右) GRC	1本	1		
2	X-WG11-021	22×1-1/4" タイヤ+PUチューブ+75mm GRC	1本	2		
3	X-WC31-018	NEXT用 水抜き穴加工キャップ (2個セット)	1個	2		
4	X-WG11-022	22インチ用リム GRC	1本	2		
5	X-WG11-023	リム固定用ナットセット GRC	1個	2		4本セット
6	X-PD15-019	アルミリム用穴保護シール(黒)	1個	2		
7	X-WC31-017	車輪固定袋セット	1個	2		
8	X-WC35-007	NEXT用ワイヤ切替用 NX02	1本	2		
9	X-WC01-018	NEXT用ワイヤセット (2個セット)	1個	1		
10	X-PB04-007	ドラムブレーキ用パネ	1個	2		