

機種名/品名	AJタイプ フットサポート	区分	XTC-PF06E
<p>標準仕様 REM-1000 など</p>	<p>MH-CR3D 標準(スイング)</p>	<p>MH-CR3D S&E仕様 (オプション)</p>	<p>⑳</p> <p>MH-CR3Dは (22)、(23)共に黒色</p> <p>(31)、(32)、(33)は 部品の組付順が 異なります。</p> <p>(24) MH-CR3D用の標準(スイング)仕様とS&E仕様は左右が逆の同一品です。ご注意ください。 例: MH-CR3D用 AJタイプフットサポート(Lサイズ)(左)は、S&E仕様の場合(右)用になります。</p>

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
10	X-PF06-010	FBタイプフット部へ前後調整ネジ(4本セット)	1個	2		4本セット
20	X-PF06-020	アジャスタブルフット部へ取扱説明書	1冊	1		
21	X-PF06-023L	AJタイプ(Mサイズ)φ15.9(黒)フット部へ完成(左)	1個	1		プレートサイズ:M.ホスト(黒色)
21	X-PF06-023R	AJタイプ(Mサイズ)φ15.9(黒)フット部へ完成(右)	1個	1		プレートサイズ:M.ホスト(黒色)
22	X-WH46-002L	MH-CR3D用 AJタイプ(Lサイズ)φ15.9用フット部へ完成(左)	1個	1		プレートサイズ:L.ホスト(黒色)
22	X-WH46-002R	MH-CR3D用 AJタイプ(Lサイズ)φ15.9用フット部へ完成(右)	1個	1		プレートサイズ:L.ホスト(黒色)
23	X-PF06-063L	MH-CR3D S&E用 AJタイプ(Lサイズ)φ19.1用フット部へ完成(左)	1個	1		プレートサイズ:L.ホスト(黒色)
23	X-PF06-063R	MH-CR3D S&E用 AJタイプ(Lサイズ)φ19.1用フット部へ完成(右)	1個	1		プレートサイズ:L.ホスト(黒色)
24	X-WH46-024L	MH-CR3D用 AJタイプフット部へ(Lサイズ)(左)	1個	1		プレートサイズ:L
24	X-WH46-024R	MH-CR3D用 AJタイプフット部へ(Lサイズ)(右)	1個	1		プレートサイズ:L
25	X-PF06-016	FBタイプフット部へ板(Mサイズ)	1枚	2		左右共通
26	X-PF06-015	FBタイプフット部へ板(Lサイズ)	1枚	2		左右共通
31	X-PF06-009L	AJタイプフット部へ基部(左)	1個	1		標準仕様
31	X-PF06-009R	AJタイプフット部へ基部(右)	1個	1		標準仕様
32	X-PF06-072L	MH-CR3D用 AJタイプフット部へ基部(左)	1個	1		MH-CR3D用
32	X-PF06-072R	MH-CR3D用 AJタイプフット部へ基部(右)	1個	1		MH-CR3D用
33	X-PF06-073L	MH-CR3D S&E用 AJタイプフット部へ基部(左)	1個	1		MH-CR3D S&E用
33	X-PF06-073R	MH-CR3D S&E用 AJタイプフット部へ基部(右)	1個	1		MH-CR3D S&E用