

機種名/品名	転倒防止	区分	XTC-PX07C
--------	------	----	-----------

### クランプタイプ

ティッピングレバー径  
φ20、22mmに適合します。  
クランプタイプの転倒防止は  
双輪コマ付タイプのみです。

### 転倒防止 Aタイプ

< 転倒防止サイズ >

サイズ	水平長	転倒防止長	角度	適応機種一例
《サイズH》	230	93	135°	DM-81、CM-221/251
				AR-101/201B/280/301
				ECO-201B
《サイズJ》	220	56	162°	AR-501/601
《サイズK》	200	78	175°	AR-901(自走・前座高420)
《サイズL》	225	70	137°	DM-91
《サイズM》	180	78	135°	《サイズH》の旧仕様

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
6	X-PX07-006	転倒防止用クランプ金具セット	1個	2		左右共通
7	X-PX07-051	クランプタイプ用転倒防止パイプ《サイズH》	1台分	1		φ20mm.左右は反対向き違い
7	X-PX07-052	クランプタイプ用転倒防止パイプ《サイズJ》	1台分	1		φ20mm.左右は反対向き違い
7	X-PX07-053	クランプタイプ用転倒防止パイプ《サイズK》	1台分	1		φ20mm.左右は反対向き違い
7	X-PX07-054	クランプタイプ用転倒防止パイプ《サイズL》	1台分	1		φ20mm.左右は反対向き違い
7	X-PX07-055	クランプタイプ用転倒防止パイプ《サイズM》	1台分	1		φ20mm.左右は反対向き違い
8	X-PA01-101	6分用中柱	1個	2		
9	X-PX07-009	クランプタイプ用転倒防止コマセット	1個	2		
10	X-PX07-056	転倒防止クランプタイプ《サイズH》	1台分	1		φ20mm.左右は反対向き違い
10	X-PX07-057	転倒防止クランプタイプ《サイズJ》	1台分	1		φ20mm.左右は反対向き違い
10	X-PX07-058	転倒防止クランプタイプ《サイズK》	1台分	1		φ20mm.左右は反対向き違い
10	X-PX07-059	転倒防止クランプタイプ《サイズL》	1台分	1		φ20mm.左右は反対向き違い
10	X-PX07-060	転倒防止クランプタイプ《サイズM》	1台分	1		φ20mm.左右は反対向き違い
11	X-PX07-011	転倒防止クランプタイプ用チューブセット	1個	1		
15	90793-91420	転倒防止パイプ-Aタイプ	1台分	1		メーカー直送(送料別)
16	90793-91321	D22クランプセット	1セット	1		メーカー直送(送料別)
16	90793-91322	D20クランプセット	1セット	1		メーカー直送(送料別)
16	90793-91323	D17.3クランプセット	1セット	1		メーカー直送(送料別)