

<ヘッドサポートカバー・取扱説明書>


このたびは、ヘッドサポートカバーをお買い上げいただき、ありがとうございます。

正しく、安全にご使用していただく為に、この説明書をよくお読みください。


また、大切に保管し、必要に応じてお読みください。

構成部品


- ① ヘッドサポートカバー：1個
- ② 取扱説明書：1冊（この紙）



前



後



カバーの取付け方法



お手入れ方法

- 洗濯機を使用する場合は、ネットに入れ、手洗いモードで洗濯してください。
白色及び淡色物と一緒に洗わないでください。
- 掃除する場合は、水につけたタオルを強くしぼり、汚れ・ホコリを拭き取った後に、乾いた布で仕上げ拭きをしてください。

⚠ 注意

- ヘッドサポートカバーを取り付ける前に、スネークヘッドは必ずユニットをロックしてから作業開始してください。



株式会社 松永製作所

〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484

TEL0584-35-1180(代) FAX0584-35-1270

URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>

202007_ES